



# Bioostéo

## BONE GRAFT SURGERY KIT



BIO OSTEEO - n°38, Azur et Mer, Alger Plage, Bordj Elbahri 16103 Alger- Algérie  
 Tél. +213 549 212 292 Tél. +213 552 316 740 Fax. +213 23 949 320  
 contact@bioosteo.net <http://www.bioosteo.net>  
<https://www.facebook.com/BioOosteo/>



## Caractéristiques & Avantages

La pose d'implant étant problématique, même avec la chirurgie guidée, dans le cas d'os d'une qualité et volume insuffisants, des kit de chirurgie pour des techniques de reconstruction osseuse ont été mises en place telles que la fameuse technique de Régénération Osseuse Guidée (ROG)

Le kit BONE GRAFT contient des vis d'espacement H2, H4, H6 et H8 pour l'augmentation horizontale des crêtes osseuses par la technique de piquets de tente, une membrane en titane peut être vissée sur les vis d'espacements.


Biocompatibilité : les membranes sont fabriqués à partir d'un titane grade 2 origine Japan, les vis d'ostéosynthèses sont en alliage de titane Grade 5 origine USA,

Stérilisation: ancillaire permet le stockage et la stérilisation des pins et membranes,

Vis d'ostéosynthèse en titane grade 5 (origine USA)

Membrane et plaque en titane grade 2 (origine JAPAN)

### Composition du Kit BONE GRAFT





Ref.	DÉSIGNATION	
VB06	VIS AUTOFOREUSE DE BLOCAGE À EMPREINTE HEXAGONALE Ø2,0 L06	4
VB08	VIS AUTOFOREUSE DE BLOCAGE À EMPREINTE HEXAGONALE Ø2,0 L08	4
VB10	VIS AUTOFOREUSE DE BLOCAGE À EMPREINTE HEXAGONALE Ø2,0 L10	4
VB12	VIS AUTOFOREUSE DE BLOCAGE À EMPREINTE HEXAGONALE Ø2,0 L12	4
V1605	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø1.6 L05	5
V1607	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø1.6 L07	5
V1609	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø1.6 L09	5
V1611	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø1.6 L11	5
V2005	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,0 L05	5
V2007	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,0 L07	5
V2009	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,0 L09	5
V2011	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,0 L11	5
V2405	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,4 L05	1
V2407	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,4 L07	1
V2409	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,4 L09	1
V2411	VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE AUTOFOREUSE À EMPREINTE CRUCIFORME Ø2,4 L11	1
VVE	VIS SUR TÊTE DE VIS D'ESPACEMENT	10
VE02	VIS D'ESPACEMENT L2 MM	4
VE04	VIS D'ESPACEMENT L4 MM	4
VE06	VIS D'ESPACEMENT L6 MM	4
VE08	VIS D'ESPACEMENT L8 MM	4
G012535-2	MEMBRANE EN TITANE 25X35 MM ÉPAISSEUR 0.1 MM	2
G013550-2	MEMBRANE EN TITANE 35X50 MM ÉPAISSEUR 0.1 MM	2
G01RUV-1	MEMBRANE TITANE ÉPAISSEUR 0,1 À RÉGÉNÉRATION UNITAIRE VESTIBULAIRE	
AM-01	MANCHE DE TOURNEVIS MANUEL	1
AM-01-02	EMBOUT DE VISSAGE HEXAGONAL LONG POUR VIS DE BLOCAGE	1
AM-01-03	EMBOUT DE VISSAGE CRUCIFORME COURT	1
32250	MANCHE MANUEL POUR TOURNEVIS CONTRE ANGLE	1
32250-1	EMBOUT DE VISSAGE CRUCIFORME COURT POUR CONTRE ANGLE	1
FCA-Ø1.4	FORET ATTACHE CYLINDRIQUE Ø1.4MM	1
FCA-Ø1.6	FORET ATTACHE CYLINDRIQUE Ø1.6MM	1
FAC-Ø1.4	FORET ATTACHE CYLINDRIQUE Ø1.4MM	1
FCA-Ø1.6	FORET ATTACHE CYLINDRIQUE Ø1.6MM	1
CR-BGS	CASSETTE VIDE DE RANGEMENT ET DE STÉRILISATION BONE GRAFT SURGERY	1






## Régénération Osseuse Guidée (ROG)

La membrane peut être stabilisée avec des pins de fixation impactés, des vis d'ostéosynthèses visées ou avec les deux, avec ou sans substituts osseux (comblement).





membrane titane BioOsteo® pour la régénération osseuse guidée (ROG) avec une régénération unitaire vestibulaire



## PIQUETS DE TENTE :


Le kit BONE GRAFT contient des vis d'espacement H2, H4, H6 et H8 pour l'augmentation horizontale des crêtes osseuses par la technique de piquets de tente, une membrane en titane peut être vissée sur les vis d'espacements.




## Membranes & Pins SURGERY KIT



## ORTHODONTIC SURGICAL KIT



Membranes titane 0.025 , 0.04 , 0.06 et 0.1mm



BIO OSTEO - n°38, Azur et Mer, Alger Plage, Bordj Elbahri 16103 Alger- Algérie  
Tél. +213 549 212 292 Tél. +213 552 316 740 Fax. +213 23 949 320  
contact@bioosteo.net <http://www.bioosteo.net>  
<https://www.facebook.com/BioOosteo/>