




Bioostéo

CATALOGUE PRODUITS BIO OSTEO®

POUR LA CHIRURGIE
ORTHODONTIE



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Le choix du titane : Les implants BIO-OSTEO®, vis d'ostéosynthèses sont réalisées en titane médical origine USA conformément à la norme ISO5832-3, les miniplaques d'ancrage sont réalisées en titane médical d'origine Japon conformément à la norme ISO5832-2, des matériaux totalement biocompatibles conçus spécialement pour la chirurgie humaine, hautement résistant pour les vis et offrent une certaine malléabilité pour les miniplaques.

Utilisation des plaques d'ancrage en pratique : Les plaques d'ancrage orthodontiques permettent aussi de limiter les mouvements parasites et de ne conserver que les mouvements souhaités. Il est indiqué lorsque l'utilisation de mini-vis d'ancrage s'avère difficile, insuffisante ou lorsqu'elle ne permet pas certains mouvements.

LE CODE COULEUR :

Mini vis	Mini vis d'ancrage temporaire ø1.4	
	Mini vis d'ancrage temporaire ø1.6	
	Mini vis d'ancrage temporaire ø1.8	
Vis d'ostéosynthèse	Vis d'ostéosynthèse autoforeuse ø1.6	
	Vis d'ostéosynthèse autoforeuse ø2.0	
	Vis d'ostéosynthèse autoforeuse ø2.4	
Plaques	plaque épaisseur 1mm	

MINI VIS AUTOFOREUSE D'ANCRAGE TEMPORAIRE Ø1.4MM, Ø1.6MM & Ø1.8MM


Mini-vis d'ancrage temporaire Tête à Bracket :

DIAMETRE	CODE COULEUR	LONGUEUR	EPAULEMENT	REFERENCE
1.4 mm		06 mm	1mm	VTB1406-1
		06 mm	2mm	VTB1406-2
		08 mm	2mm	VTB1408-2
		10 mm	2mm	VTB1410-2



1.6 mm		05 mm	1mm	VTB1606-1
		07 mm	2mm	VTB1606-2
		09 mm	2mm	VTB1608-2
		11 mm	2mm	VTB1610-2

1.8 mm		05 mm	1mm	VTB1806-1
		07 mm	2mm	VTB1806-2
		09 mm	2mm	VTB1808-2
		11 mm	2mm	VTB1810-2




Mini-vis tête plot pour ancrage vestibulaire temporaire :

DIAMETRE	CODE COULEUR	LONGUEUR	EPAULEMENT	REFERENCE
----------	--------------	----------	------------	-----------

1.4 mm		06 mm	2mm	VPV1406-2
		08 mm	2mm	VPV1408-2
		10 mm	2mm	VPV1410-2

1.6 mm		06 mm	2mm	VPV1606-2
		08 mm	2mm	VPV1608-2
		10 mm	2mm	VPV1610-2

1.8 mm		06 mm	2mm	VPV1806-2
		08 mm	2mm	VPV1808-2
		10 mm	2mm	VPV1810-2




Mini-vis tête Plot ancrage palatin temporaire :

DIAMETRE	CODE COULEUR	LONGUEUR	EPAULEMENT	REFERENCE
----------	--------------	----------	------------	-----------

1.4 mm		06 mm	0.6 mm	VPP1406-0,6
		08 mm	0.6 mm	VPP1408-0,6




		10 mm	0.6 mm	VPP1410-0,6
1.6 mm		06 mm	0.6 mm	VPP1606-0,6
		08 mm	0.6 mm	VPP1608-0,6
		10 mm	0.6 mm	VPP1610-0,6
1.8 mm		06 mm	0.6 mm	VPP1806-0,6
		08 mm	0.6 mm	VPP1808-0,6
		10 mm	0.6 mm	VPP1810-0,6




Vis d'ostéosynthèse autoforeuse à empreinte cruciforme pour miniplaques :

DIAMETRE	CODE COULEUR	LONGUEUR	REFERENCE
1.6 mm		05 mm	V1607
		07 mm	V1609
		09 mm	V1611
		11 mm	V1607
2.0 mm		05 mm	V2005
		07 mm	V2007
		09 mm	V2009
		11 mm	V2011
2.4 mm		05 mm	V2405
		07 mm	V2407
		09 mm	V2409
		11 mm	V2411



Miniplaques d'orthodontie épaisseurs 1mm :

FORME	CODE COULEUR	ORIENTATION	PONT	REFERENCE
T		Gauche	6 mm	P50
			8 mm	P51
			10 mm	P52
			12 mm	P53
T		Droite	6 mm	P54
			8 mm	P55
			10 mm	P56
			12 mm	P57
I		Gauche	6 mm	P60
			8 mm	P61
			10 mm	P62
			12 mm	P63
I		Droite	6 mm	P64
			8 mm	P65
			10 mm	P66
			12 mm	P67



Ancillaires : manche & embouts de vissage :

DESIGNATION	REFERENCE
Manche manuel pour attache cylindrique	AM-01
Embout hexagonal court a attache cylindrique	AM-01-01
Embout hexagonal long a attache cylindrique	AM-01-02
Embout cruciforme long a attache cylindrique	AM-01-04



Embout cruciforme court a attache contre angle	AM-01-05
Embout hexagonal court a attache contre angle	AM-01-06



Ancillaires de forage :

DESIGNATION	REFERENCE
Foret attache contre angle Ø1.2mm	FCA-Ø1.2
Foret attache contre angle Ø1.4mm	FCA-Ø1.4
Foret attache cylindrique Ø1mm	FCY-Ø1,0
Foret attache cylindrique Ø1.2mm	FCY-Ø1.2
Foret attache cylindrique Ø1.4mm	FCY-Ø1.4



Illustration du Kit chirurgical complet :

