

Mini vis d'orthodontie – Acier médical 316L

La **Mini Vis d'Orthodontie BioOsteo en acier médical 316L** est un dispositif d'ancrage temporaire destiné aux traitements orthodontiques nécessitant un contrôle précis des mouvements dentaires. Elle offre une **stabilité immédiate**, une **pose simple** et un **excellent confort clinique**.



Matériau

- Acier inoxydable médical **316L**
- Haute biocompatibilité et forte résistance
- Excellente résistance à la corrosion
- Faible teneur en carbone limitant les risques d'irritation tissulaire

Caractéristiques techniques

- Dispositif d'ancrage squelettique temporaire (TAD)
- Version **Autoforante**
- Tête compatible avec fils, ressorts et élastiques orthodontiques



Diamètres / Longueurs	L6	L8	L10	L12	L14
Ø1.4	✓	✓	✓		
Ø1.6	✓	✓	✓	✓	
Ø1.8		✓	✓	✓	
Ø2.0		✓	✓	✓	✓

Indications

- Renforcement de l'ancrage orthodontique
- Fermeture d'espaces
- Intrusion ou extrusion dentaire
- Correction des malocclusions et béances

- Avantages

- Pose rapide et peu invasive
- Stabilité primaire immédiate
- Retrait facile en fin de traitement
- Solution fiable et économique

Composition du kit

- 17x mini vis orthodontie en acier
- 01x manche de tournevis manuel
- 01x embout de vissage
- 02x foret attache contre angle
- 01x boîte de stérilisation

