

⚙️ Kit de Vis d'Ostéosynthèse BioOsteo :

Les **vis d'ostéosynthèse BioOsteo®** sont des **implants chirurgicaux** fabriqués en titane médical biocompatible. Elles sont conçues pour la fixation de plaques et la stabilisation de segments osseux, notamment dans le cadre de la chirurgie de régénération osseuse guidée, de la chirurgie maxillo-faciale et de l'orthopédie légère. Les membranes en **titane pur** sont des plaques perforées d'une très faible épaisseur, généralement de **0,1 mm**, conçues pour être à la fois **résistantes** et **facilement personnalisables** selon le site chirurgical.

⚙️ Matériau Titane G23 :

Les vis d'ostéosynthèse BioOsteo® sont fabriquées en titane médical Grade 23, conforme à la norme ISO5832-3. Ce matériau associe biocompatibilité, résistance mécanique et fiabilité clinique.

⚙️ Caractéristiques techniques :


BioOsteo propose les diamètres Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm, Ø 2.4 mm avec différentes longueurs adaptées aux besoins chirurgicaux.

Diamètres / Longueurs	L5	L7	L9	L11	L13
Ø1.6	✓	✓	✓	✓	✓
Ø2.0	✓	✓	✓	✓	✓
Ø2.4	✓	✓	✓	✓	✓

⚙️ Composition du kit :

La composition des kits d'ostéosynthèse BioOsteo peut effectivement être personnalisée selon le besoin clinique et l'application chirurgicale. Voici une configuration standard généralement proposée :

Référence		Désignation	Quantité
Vis d'ostéosynthèse	V16 - -	Vis d'ostéosynthèse Ø1,6 (L : 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15)	14
	V20 - -	Vis d'ostéosynthèse Ø2,0 (L : 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15)	16
	V24 - -	Vis d'ostéosynthèse Ø2,4 (L : 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15)	8
Membranes	G012535-2	Membrane en titane 25x35 mm épaisseur 0,1 mm	2
instruments	AM-01	Manche de tournevis manuel	1
	AM-01-03	Embout de vissage Cruciforme court	1
	FCAC-Ø1.2	Foret attache contre angle court Ø1.2 mm	1
	FCAC-Ø1.6	Foret attache contre angle court Ø1.6 mm	1
	FCA-Ø1.6	Foret attache contre angle Ø1.6 mm	1



Pour ouvrir :
Dévisser la vis (1), puis faire pivoter le couvercle (2).